

日 薬 情 発 第 17 号
令和 7 年 4 月 23 日

日本病院薬剤師会 会長
武田 泰生 殿

日本薬剤師会
会長 岩月 進



電子おくすり手帳簡易ビューワー「e 薬 Scan」の開発のお知らせと
周知のお願いについて

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本会は、令和 6 年度データヘルス改革を見据えた次世代型お薬手帳活用推進事業の一環として、厚生労働省より補助金の交付を受けて、薬局・医療機関等で電子版お薬手帳に記録された情報を最大限活用できる環境を整備することを目的としたスマートフォン向け電子おくすり手帳簡易ビューワーアプリケーション「e 薬 Scan」の検討・開発を行いました。標記アプリは、患者許諾のもとに一時的に電子版お薬手帳の情報を医療従事者のスマートフォンなどの端末に保持することができるアプリケーションになります。詳細は別紙 1 をご確認ください。アプリの公開に合わせて専用の HP も公開いたしました。

e 薬 SCAN 専用 HP

[https:// www.nichiyaku.or.jp/ekuscan/](https://www.nichiyaku.or.jp/ekuscan/)

電子版お薬手帳に記録された患者情報の円滑かつ効率的な共有のため、是非ともご協力いただければ幸いです。

つきましては、貴会関係者にご周知くださいますようお願い申し上げます。

本件に関する連絡先：株式会社ファルモ e 薬 Scan 連絡窓口 メールアドレス：support@pharumo.zohodesk.com
--

e薬SCAN（医療機関向けマニュアル）

e薬 SCAN イークスキャン

e薬SCANマニュアルです

◆目次

- STEP 1：ご利用の流れ
- STEP 2：「e薬SCAN」をインストールする
- STEP 3：「e薬SCAN」で電子お薬手帳のQRコードを読み取る
- STEP 4：「e薬SCAN」で電子お薬手帳の内容を確認する
- STEP 5：過去に読み取ったお薬手帳の内容を削除する
- STEP 6：読み取ったお薬手帳をQRコードで表示する
- STEP 7：対応している電子お薬手帳
- STEP 8：注意点


※患者様向けマニュアルはリンク先をご覧ください



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest

1 ご利用の流れ



「e薬SCAN」は患者様ご利用の電子お薬手帳アプリで提示されたQRコードを読み取ることで過去の処方せんをスムーズに確認できるアプリです


1. 患者様にご利用の電子お薬手帳アプリでQRコードを表示してもらいます
2. 「e薬SCAN」アプリでQRコードを読み取ります
3. 過去のお薬情報が共有されます



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest

2 「e薬SCAN」をインストールする



Androidご利用者は「Google Play ストア」、iPhoneご利用者は「App store」からお薬手帳アプリをインストールできます。

インストール後はアプリを起動して利用規約に同意してください。

1. アプリをダウンロードします
2. アプリを起動します
3. 利用規約が表示されますので「同意する」をチェック
4. 「利用を開始する」をタップ



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00：Guest

3 「e薬SCAN」で電子お薬手帳のQRコードを読み取る



1. アプリを起動します
2. 「お薬手帳を読み取る」をタップします
3. 「患者名」を入力します
4. 「QR読取」をタップ
5. 患者様の電子お薬手帳で提示された「QR」を読み取ります
6. 情報を確認し「はい」をタップ ※「はい」をタップすると続けて読み取り画面になります
7. お薬情報をご確認ください



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest



1. アプリを起動します
2. 「過去の情報を表示する」をタップします
3. 「患者名」をタップ
4. 「詳細」をタップ
5. 読みとった電子お薬手帳の内容が表示されます



5 過去に読み取ったお薬手帳の内容を削除する



1. アプリを起動します
2. 「過去の情報を表示する」をタップします
3. 「選択して削除」をタップ
4. 「選択」して「削除」をタップ
5. 「削除」をタップ
6. データ削除されました

※個別で削除しない場合は共有されたお薬情報は7日経過後に削除されます



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest

6 読み取ったお薬手帳をQRコードで表示する



1. アプリを起動します
 2. 「過去の情報を表示する」をタップします
 3. 「患者名」をタップ
 4. 「QR表示」をタップ
 5. QRが表示されます
- ※QRコードは医療機関の機器への取り込みの際にご利用ください



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00：Guest

7 対応している電子お薬手帳

e薬SCAN対応の 電子お薬手帳

APPLICATION LIST

「e薬スキャン」に対応している電子お薬手帳を紹介します。

アプリ名称	提供組織
eお薬手帳3.0	公益社団法人日本薬剤師会
ポケットファーマシー	メディカルフロント社
ヘルシーパスポート	メディカルフロント社
キリン堂お薬手帳	メディカルフロント社
つながる薬局	ファーマシフト社

「e薬SCAN」に対応している電子お薬手帳は以下リンク先をご確認ください



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest

心薬 SCAN イークスキャン

- ・写真登録されているものは対象外です
- ・共有されたお薬情報は7日経過後に削除されます
- ・患者様側の操作はご利用のアプリによって異なります



リンク

e薬SCAN（医療機関向けマニュアル）

e薬SCAN（患者様向けマニュアル）

<https://teachme.jp/30325/manuals/34822940>

対応している電子お薬手帳

「e薬スキャン」に対応している電子お薬手帳

<https://www.nichiyaku.or.jp/ekuscan/list.html>



オンライン版はこちら
<https://teachme.jp/30325/manuals/34822643/>

出力：2025.04.10 13:00 : Guest